

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/noz-skladany-civivi-mini-praxis-c18026c-2-black-p-4048.html>

## Nóż składany Civivi Mini Praxis C18026C-2 black



|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena             | <b>159,00 zł</b>    |
| Numer katalogowy | <b>751-077</b>      |
| Kod producenta   | <b>C18026C-2</b>    |
| Kod EAN          | <b>763416243521</b> |

### Opis produktu

Nóż składany Civivi Mini Praxis to mniejsza wersja znanego i uznanego modelu Praxis. Dzięki niewielkim gabarytom oraz połączeniu stali D2, główki typu drop point, blokady liner lock i wytrzymałej rękojeści z tworzywa, Praxis stanowi doskonałe uzupełnienie zestawu EDC.

### Nóż składany Civivi Mini Praxis – dobra stal

Głównię Civivi Elementum Fixed Blade wykonano ze **stali D2**. Wysoka zawartość chromu powoduje większą odporność na korozję. Stal jest przy tym wytrzymała i twarda. Zahartowanie **od 58 do 60 HRC** sprawia, że wolno się ściera.

### Nóż składany Civivi Mini Praxis – głównia

Nóż posiada klingę szeroko wykorzystywanego i sprawdzonego typu **Drop Point**. Niewielka grubość krawędzi tnącej w połączeniu z wysokim i wklęsłym szlifem sprawia, że nóż doskonale tnie. Fragment grzbietu klingi pokryty tzw. **upper jimping**, czyli karbowaniem, pozwalającym bezpiecznie oprzeć kciuk. Ułatwia to manipulowanie folderem, zwłaszcza podczas prac wymagających większej precyzji i siły nacisku.

**Klingę satynowano.**

### Nóż składany Civivi Mini Praxis – łożyska, flipper i blokada liner lock

Folder wyposażono w **ceramiczne łożyska kulkowe**, wspomagające pracę mechanizmu otwierającego nóż.

Dzięki blokadzie **liner lock** narzędzie jest bezpieczne i godne zaufania. Nóż otwiera się za pomocą flippera. Gdy głównia wyskoczy z rękojeści, tworzy on rodzaj gardy, zabezpieczający dłoń przed ześlizgnięciem się na ostrze.

### Nóż składany Civivi Mini Praxis – rękojeść z G10

Rękojeść Civivi Elementum wykonano z zabarwionego na **czarnego tworzywa G10**. Ten kompozyt z włókna szklanego i syntetycznej żywicy jest lekki i niepodatny na uszkodzenia mechaniczne. Chropowata faktura okładzin sprawia, że nóż dobrze leży nawet w spoczonej dłoni. Dzięki **otwartej konstrukcji** (ang. open backed) narzędzie można czyścić i oliwić bez większych problemów.

### Civivi Mini Praxis – klips i etui

Producent zadbał także o wygody transport noża, wyposażając go w **obustronny klips**. Skonstruowano go tak, by narzędzie niemal nie wystawało z kieszeni i nie rzucało się w oczy.

Folder można również przenosić w zapinanym na zamek **nylonowym futerale**. Producent pamiętał o ściereczce z mikrofibry, która pomoże wyczyścić narzędzie.