

Link do produktu: <https://kopiasklepu.pentagon.pl/terms-esbit-sculptor-vacuum-flask-1-l-niebieski-p-6465.html>



Termos Esbit Sculptor Vacuum Flask 1 l niebieski

Cena	190,90 zł
Numer katalogowy	159-082
Kod producenta	VF1000SC-PB
Kod EAN	4260149873118

Opis produktu

Sculptor Vacuum Flask 1L to jeden ze sztandarowych produktów niemieckiego Esbita. Projektując naczynie, wykorzystano sprawdzone rozwiązania – korpus, czyli dwie warstwy stali oddzielone od siebie przedziałem próżniowym zwieńczono syntetycznym korkiem i nakrętką. Całość prezentuje się estetycznie oraz funkcjonalnie i z pewnością przypadnie do gustu zarówno pracownikom biurowym, jak i obywatelom i trampom. Termos bardzo dobrze wywiązuje się z podstawowego zadania – przenoszony w nim płyn zachowa pożądaną temperaturę przez wiele godzin.

Termos Esbit Sculptor Vacuum Flask 1L, czyli tradycyjna forma i nowoczesne materiały

Model Sculptor to połączenie **nierdzewnej stali 18/8 i nietoksycznych, wolnych od rakotwórczych związków tworzyw**. Ścianki termosu z zewnątrz pokryto proszkową farbą. Dzięki powstałej w ten sposób chropowatej fakturze oraz ergonomicznemu profilowi Sculptor trzyma się dłoni, nawet jeśli ta zgrabieje. Zastosowana tu stal jest odporna na uszkodzenia mechaniczne. Gładkie wnętrza i szeroki wlew ułatwiają czyszczenie naczynia.

Dwa kubki i zmyślny korek

Termos zaopatrzono w **dwa kubki**. Za pierwszy posłuży oczywiście nakrętka o pojemność 285 ml. Drugi, mniejszy, mieszczący w sobie 154 ml płynu, można znaleźć tuż pod nią. Dzięki temu po Esbit Sculptor Vacuum Flask 1L mogą sięgnąć podróżnicze tandemy. Zastosowany tu **tradycyjny, czyli nieautomatyczny korek** jest dobrze spasowany i szczelny. Dzięki zamknięciu typu **Twist-and-pou** ułatwia również nalewania – by wlać płyn do kubka lub nakrętki wystarczy lekko przekręcić korek.

Esbit Sculptor Vacuum Flask 1L to po prostu dobry termos

Sculptor to połączenie klasycznej prostoty, funkcjonalnych rozwiązań i nowoczesnych, nietoksycznych materiałów. Dobrze izoluje, łatwo go wyczyścić, nie ślizga się w dłoniach. Całość prezentuje się estetycznie i sprawdzi się w biurze, górskim schronisku lub zasypanym śniegiem szlaku. Czy od termosu należy wymagać czegoś więcej?

Zdolność utrzymywania temperatury przy temperaturze początkowej płynu ok. 98 °C i temperaturze otoczenia ~ 20 °C):

- po 6 h: ~ 80°C;
- po 12 h: ~ 65°C;
- po 24 h: ~ 50°C.